

Die MELAG Systemlösung

Für Ihre Sicherheit: Alles aus einer Hand



Ihre Zufriedenheit ist unser Anspruch

Der Systemgedanke wird auch Sie begeistern. Durch das vielseitige Zubehör kann der Aufbereitungsprozess auf alle Bedürfnisse einer Dental-Praxis zugeschnitten werden – unabhängig von Ihrer Praxisgröße und Ihrer Spezialisierung:



Dr. Bodem aus Heidelberg

www.bodent-heidelberg.de

„Die MELAG Systemlösung: Das perfekte Zusammenspiel von Innovation und Qualität.“

Vier Behandler/-innen • 80 Patienten / Tag



Zahnarztpraxis berliner MundArt

www.berliner-mundart.de

„7 Tage die Woche sind wir für unsere Patienten da. Nur für unsere Patienten! Denn die MELAG Systemlösung mit Careclave übernimmt zeitsparend die Aufbereitung zwischen den Behandlungen.“

Drei Behandler/-innen • 70 Patienten / Tag



Dr. Verena Freier aus Bad Soden

www.zahnarzt-badsoden.com

„Schnell und zuverlässig – Die Systemlösung von MELAG sichert effiziente Prozesse.“

Eine Behandlerin • 25 Patienten / Tag

Prozess der Instrumenten-Aufbereitung

Die MELAG Systemlösung der Premium-Line deckt alle Prozessschritte der Instrumenten-Aufbereitung effizient und zuverlässig ab:



1. Reinigung und Desinfektion

Die maschinelle Reinigung und Desinfektion mit einem Thermodesinfektor ist das sicherste Verfahren zum Schutz der Patienten und des Praxisteam. Gleichzeitig wird wertvolle Zeit eingespart, die das Praxisteam viel besser für die Behandlung der Patienten einsetzen kann.



2. Verpackung

Nach der Aufbereitung im Thermodesinfektor können semikritische Instrumente direkt freigegeben werden. Kritische Instrumente werden anschließend verpackt und sterilisiert. Alternativ zum Verpackungsprozess mit einem Siegelgerät bringt der Einsatz von Waschrays und Sterilisiercontainern des MELAstore® Systems den Workflow auf ein noch höheres Level.



3. Sterilisation

Die Sterilisation in einem Klasse B Autoklaven führt zur vollständigen Inaktivierung aller Mikroorganismen und sichert höchsten Patientenschutz. Das fraktionierte Vorvakuum gewährleistet eine sichere Sterilisation - selbst für Instrumente mit komplexen Hohlräumen wie Hand- und Winkelstücke und Turbinen.



4. Dokumentation und Freigabe

Die umgekehrte Beweislast erfordert den Nachweis einer lückenlosen und fehlerfreien Instrumenten-Aufbereitung. Die richtige Softwarelösung speichert Chargen- und Freigabeprotokolle ab und ermöglicht die Rückverfolgung durch die Kennzeichnung der Instrumente.

Premium-Line: Für einen effizienten Workflow

Diese Systemlösung ermöglicht Ihnen die Aufbereitung von noch mehr Instrumenten in kürzester Zeit. Das intuitive Bedienkonzept mit großen Touch-Displays und kostenloser MELAconnect App erleichtert die Arbeit und hilft, Fehler zu vermeiden.



MELAtherm® 10 Evolution
Der Thermodesinfektor

- ✓ Smart-Touch Display mit Video-Tutorials
- ✓ ProControl zur Chargenfreigabe
- ✓ AquaBoost Technologie
- ✓ Aktive Trocknung
- ✓ Aufnahme der Prozessmedien



MELAdem® 53
Die Wasseraufbereitung

- ✓ Hohe Kapazität
- ✓ Hochwertiges Wasser nach dem Ionen-Austausch-Prinzip
- ✓ Anschluss weiterer Geräte möglich



MELAseal® 200
Das Siegelgerät

- ✓ Kompakte Abmessung
- ✓ Validierbar nach EN ISO 11607-2
- ✓ Prozessdokumentation sichert Reproduzierbarkeit
- ✓ Hilfreiche Video-Tutorials



Vacuklav® 40 B+ Evolution
Der Autoklav

- ✓ Rekordbetriebszeiten durch Doppelmantel-Technologie
- ✓ Maximale Beladungskapazität mit 8 Tablett und 9 kg
- ✓ Intelligente Trocknung durch DRYtelligence®
- ✓ MELAconnect App für Remote Monitoring



MELAtrace® Pro
Die Software

- ✓ Beladungsverwaltung und Freigabe
- ✓ Intuitive Benutzeroberfläche
- ✓ Fälschungssichere PDF-Datei




MELAprint® 80
Der Barcode-Drucker

- ✓ Mit Barcode für digitale Dokumentation
- ✓ Doppelt-klebende Etiketten für die Patientenakte




4in1
Lösung




Beladung 1: Carebox

Die Carebox garantiert eine optimale Reinigung, Desinfektion und ggfs. Ölpflege von bis zu 8 Winkelstücken, Turbinen, Prophylaxe-Handstücken oder ZEG-Spitzen in nur 16 – 18 Minuten.



Beladung 2: Carebox & Tablett

Das weltweit einzigartige Gerätekonzept ermöglicht zusätzlich zur Aufbereitung und Pflege der Carebox die gleichzeitige Sterilisation von weiteren Instrumenten in nur einem Zyklus.



Beladung 3: Lange Tablett

Careclave bietet Ihnen zusätzlich alles, was Sie von einem modernen Klasse B Autoklaven erwarten – und noch mehr: Sterilisieren Sie bis zu 11 kg Instrumente in Rekordzeit!



Join the Revolution

Die RKI-konforme Aufbereitung von Hohlkörper-Instrumenten stellt für viele Zahnarztpraxen eine zeitliche und wirtschaftliche Herausforderung dar. Doch das muss nicht sein: Denn Careclave vereint mit wegweisenden Technologien ein Aufbereitungs- und Pflege-Gerät für Übertragungsinstrumente mit einem modernen Praxis-Autoklaven. So sparen Sie ab der ersten Minute Zeit, Geld und Platz.

Jetzt auf Careclave upgraden und bei der Aufbereitung von den vielfältigen Beladungsmöglichkeiten profitieren!

